

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diagnostique et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angie Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com**



Déclaration de Maladie : N° P19- 0014626

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5877 Société :


☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : AROVI Fatima Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : 

Date de consultation :/...../.....

Nom et prénom du malade : AROVI Fatima Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :/...../.....

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° P19- 0014626

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

W17-131100

DATE DE DEPOT

/201...

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Mle

5877

Nom & Prénom

Arovi Fatima

Fonction

Retraite

Phones

269451094

Mai

MEDECIN

Prénom du patient

Fatima

Achérent

Conjoint

Enfant

Age

Date

19 AVR. 2019

Date 1ère visite

Nature de la maladie

Arthrose L4/L5

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

Nature des actes

Nbre de Coefficient

Montant détaillé des honoraires

2

—

309

D. BENNANI MED AMINE
OPHTALMOLOGUE
7 RUE IBRAHIM EL BACH
RABAT CASABLANCA

PHARMACIE

Date

19/04/19

Montant de la facture

93,85 DHS

Pharmacie Nezha El Boukate
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Date :

Désignation des Coefficients

Montant détaillé des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Date :

Nombre

Montant détaillé des Honoraires

AM

PC

IM

IV

Docteur Mohammed Amine BENNANI

OPHTALMOLOGIE
Diplômé de l'Institut Universitaire
BARRAQUER - BARCELONE
Maladies et Chirurgie des Yeux

*Glaucome - Cataracte - Ophtalmo-pédiatrie - Chirurgie réfractive
(Myopie - Hypermétropie - Astigmatisme - Presbytie)*



Casablanca, le vendredi 19 avril 2019

Patient : Madame AROUI Fatima

35,95

SERUM PHYSIOLOGIQUE UNIDOSES 0.9% / matin et soir,

57,90

ALLERGOCOMOD / 1 goutte 3 fois par jour pendant 1 mois

93,85



Steripharma
PPV: 57,90 dh

A utiliser avant: / Lot n°

09 / 2021

251418

Bd Massira Khadra, Rue Ibnou Babek n° 7, Quartier Racine, 20100 Casablanca
Tél : 0522.36.20.00 / 0522.36.20.02, E-mail : mariophta@gmail.com

Dr. BENNANI M
OPHTALMOLOGIE
7, RUE IBNOU
RACINE CASABLANCA
0522 36 20 00

Physiodose

FR

QU'EST CE QUE PHYSIODOSE SERUM PHYSIOLOGIQUE ?

Physiodose serum physiologique est un sérum physiologique stérile, sans conservateur, non injectable. Présenté en unidose, **Physiodose serum physiologique** est hygiénique et permet facilité et sécurité d'emploi.

Composition

Chlorure de Sodium 0,9 g,
Eau purifiée q.s.p. 100 mL.

QUELLES SONT LES INDICATIONS DE PHYSIODOSE SERUM PHYSIOLOGIQUE ?

Physiodose serum physiologique est conseillé chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte :

- Pour l'hygiène nasale : en instillation ou en lavage pour les nez secs ou encombrés,
- Pour l'hygiène oculaire : en instillation, en lavage ou en bain,
- Pour le rinçage auriculaire,
- Pour le lavage des plaies,
- Pour inhalation en aérosolthérapie.

COMMENT UTILISER PHYSIODOSE SERUM PHYSIOLOGIQUE ?

Ne pas utiliser la même unidose pour les différentes utilisations. A usage unique et individuel. Détacher une unidose et l'ouvrir en tournant la partie supérieure.

• POUR L'HYGIÈNE NASALE ET OCULAIRE

Physiodose serum physiologique peut être utilisé quotidiennement pour l'hygiène nasale et oculaire, à raison d'1 à 6 lavage(s) par jour, en fonction des besoins.

- POUR L'HYGIÈNE DU NEZ

En instillation, en lavage pour les nez secs ou encombrés.

Mode d'emploi

Incliner la tête en arrière. Introduire délicatement l'embout dans la narine et appuyer légèrement sur l'unidose. Répéter l'opération pour l'autre narine. Redresser la tête pour laisser s'écouler les mucosités, puis essuyer l'excédent. Ne pas se moucher violemment au cours des 10 minutes suivant l'administration.

Précaution d'emploi

Chez le nourrisson, instiller le produit avec le minimum de pression afin d'éviter tout risque de contamination de l'oreille moyenne.

- POUR L'HYGIÈNE DES YEUX

En instillation, en lavage ou en bain.

Mode d'emploi

Déposer quelques gouttes de solution dans chaque œil, en prenant garde de ne pas mettre en contact l'unidose avec la surface de l'œil. Essuyer l'excédent de liquide avec une compresse stérile.

Précaution d'emploi

En cas de traitement par un collyre, attendre 15 minutes avant son instillation.

• POUR L'HYGIÈNE DES OREILLES

En rinçage. Pour une parfaite hygiène auriculaire, utiliser le produit pour entraîner les dépôts solubles de cérumen et rincer le conduit auditif externe après utilisation d'une solution tensio-active auriculaire.

Mode d'emploi

Rincer le conduit auditif externe avec **Physiodose serum physiologique**. Utiliser 1 dose de **Physiodose serum physiologique** pour les 2 oreilles. Essuyer l'excédent de liquide avec une compresse.

• POUR LE LAVAGE DES PLAIES

Mode d'emploi

Rincer la plaie en utilisant la dose complète et en prenant garde de ne pas mettre en contact l'unidose avec la plaie.

Précaution d'emploi

Essuyer l'excédent de liquide uniquement sur la peau saine.

• POUR INHALATION EN AÉROSOLTHÉRAPIE

Mode d'emploi

Si le produit est utilisé comme solvant pour inhalation en aérosolthérapie, reportez-vous aux instructions indiquées sur le produit à inhaler. Si le produit est utilisé seul, reportez-vous aux instructions indiquées sur l'appareil d'aérosolthérapie.

Précaution d'emploi

Demander conseil à votre médecin en cas de première utilisation ou en cas d'hypersensibilité respiratoire, de pathologies graves respiratoires ou cardiovasculaires.

COMMENT CONSERVER PHYSIODOSE SERUM PHYSIOLOGIQUE ?

Ne pas utiliser une unidose endommagée ou déjà ouverte au vu du risque de rapide contamination bactérienne.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'unidose. Stocker à une température inférieure à 30°C. TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

EN

WHAT IS PHYSIODOSE PHYSIOLOGICAL SALINE SOLUTION?

Physiodose physiological saline solution is a sterile non-injectable physiological saline solution, without preservatives. Presented in single dose vials, **Physiodose physiological saline solution** is safe, hygienic and easy to use.

Composition

Sodium chloride 0,9 g,
Purified water q.s.p. 100 mL.

WHAT ARE THE INDICATIONS FOR PHYSIODOSE PHYSIOLOGICAL SALINE SOLUTION?

Physiodose physiological saline solution is recommended for babies, children, and adults:

- For nasal hygiene: to irrigate or cleanse dry or stuffed up noses,
- For ocular hygiene: as an eyewash or bath to cleanse the eyes,
- For auricular rinsing,
- For cleansing wounds,
- For inhalation in aerosoltherapy.

HOW IS PHYSIODOSE PHYSIOLOGICAL SALINE SOLUTION USED?

Do not use the same single dose for the different uses. The single-dose container is disposable and for individual use. Detach a vial and open it by twisting off the top.

• FOR NASAL AND OCULAR HYGIENE

Physiodose physiological saline solution may be used daily as a nasal and eye wash 1 to 6 time(s) a day, as needed.

• FOR NASAL HYGIENE

To irrigate or cleanse dry or stuffed up noses.

Directions for Use

Tilt the head back. Delicately insert the tip into one nostril and gently squeeze the vial. Repeat the operation in the other nostril. Lift the head up to allow the mucus to run out and then wipe away the excess. Do not blow your nose violently for 10 minutes after administering.

Precaution for Use

For babies, squeeze drops with a minimum amount of pressure to avoid any risk of contamination of the middle ear.

• FOR OCULAR HYGIENE

As an eyewash or bath to cleanse the eyes.

Directions for Use

Pour a few drops of solution into each eye, taking care not to touch the surface of the eye with the vial. Wipe away excess liquid with sterile gauze.

Precaution for Use

Wait 15 minutes before using any other eye treatment product.



Physiodose

• FOR EAR HYGIENE

By rinsing. For perfect ear hygiene, use **Physiodose physiological saline solution** to flush out solubilised earwax deposits and rinse the external auditory canal after using a surfactant auricular solution.

Directions for Use

Rinse the external auditory canal with **Physiodose physiological saline solution**. Use 1 vial of **Physiodose physiological saline solution** for both ears.

Wipe away the surplus liquid with a gauze pad.

• FOR CLEANSING WOUNDS

Directions for Use

Rinse the wound, using the entire contents of one vial and taking care not to touch the wound with the vial.

Precaution for Use

Wipe away the excess liquid from the unaffected area only.

• FOR INHALATION IN AEROSOL THERAPY

Directions for Use

If the product is used alone, follow the instructions included with the inhalation equipment. If the product is used as a solvent, follow the instructions included with the product for inhalation.

Precautions for Use

Ask your doctor for advice in case of first use or in case of respiratory hypersensitivity, of serious respiratory or cardiovascular pathologies.

HOW SHOULD PHYSIODOSE PHYSIOLOGICAL SALINE SOLUTION BE STORED?

Do not use a single-dose vial that is open or damaged due to the risk of rapid bacterial contamination.

Do not use after the expiry date stated on the single-dose vial. Store below 30°C.

KEEP OUT OF THE REACH AND SIGHT OF CHILDREN.

(AR)

ما المصل الفسيولوجي فيسيودوز؟

المصل الفسيولوجي فيسيودوز هو مصل فسيولوجي معقم، بدون مادة حافظة وغير قابل للحقن. المصل الفسيولوجي فيسيودوز، المقدم في جرعة واحدة، هو محلول صحي يسمح بالاستخدام السهل والأمن.

التكوين

كلوريد الصوديوم..... 0.09 جم،
ماء منقى..... الكمية الكافية 100 مللي.

ما دواعي استخدام المصل الفسيولوجي فيسيودوز؟

ينصح باستخدام المصل الفسيولوجي فيسيودوز للرضع والأطفال والبالغين:

- للعناية الصحية بالأنف: التستيل الأنفي أو للغسيل لجفاف الأنف أو انسدادها،
- للعناية الصحية بالعين: للتستيل أو الغسيل أو للحمام،
- لشطف الأذن،
- لغسل الجروح،
- للاستنشاق في الأنف.

كيف يتم استخدام المصل الفسيولوجي فيسيودوز؟

لا تستخدم نفس الجرعة الواحدة لاستخدامات مختلفة. فهي للاستخدام الواحد والمفرد. قم بفصل جرعة واحدة وفتحها بإدارة الجزء العلوي.

• للعناية الصحية بالأنف والعين:

يمكن استخدام المصل الفسيولوجي فيسيودوز بصفة يومية للعناية الصحية بالأنف والعين، بمعدل مرة غسيل واحدة إلى ست مرات يوميًا، وفقًا للحاجة.

- للعناية الصحية بالأنف:

التستيل أو للغسيل عند جفاف الأنف أو انسدادها.



طريقة الاستخدام

قم بإزالة الرأس للخلف. قم بإدخال الفوهة برفق داخل فتحة الأنف واضغط بخفة على عبوة الجرعة الواحدة. قم بتكرار نفس العملية بالنسبة للفتحة الأخرى. أعد الرأس مستقيمة مرة أخرى للسماح بتزول المخاط ثم قم بمسحه. لا تلمس بخف خلال عشر دقائق بعد الاستخدام.

تحذيرات الاستخدام

بالنسبة للرضع، قم بالتقريب بأقل ضغط ممكن لتجنب أي خطر للوصول للأنف الوسطي.

- للعناية الصحية بالعين:

للتستيل أو الغسيل أو للحمام.

طريقة الاستخدام

ضع نقاط من المحلول في كل عين، مع الحرص على عدم تلاصق عبوة الجرعة الواحدة مع سطح العين. امسح السائل الزائد بمنديل معقم.

تحذيرات الاستخدام

في حالة العلاج بقطرة العين، انتظر لمدة 15 دقيقة قبل استخدامه.

• للعناية الصحية بالأنف:

لشطف لعناية صحية مثالية بالأنف، استخدم المنتج للتخلص من الترسبات السمعية المزمنة وشطف القناة السمعية الخارجية بعد استخدام محلول أنفي فاعل في التوتر السطحي.

طريقة الاستخدام

لشطف القناة السمعية الأخرى بواسطة المصل الفسيولوجي فيسيودوز. قم باستخدام جرعة واحدة من المصل الفسيولوجي فيسيودوز للأنف. قم بسمح السائل الزائد بمنديل معقم.

• لغسل الجروح

طريقة الاستخدام

قم بشطف الجرح باستخدام جرعة كاملة مع الحرص على عدم تلاصق عبوة الجرعة الواحدة مع الجرح.

تحذيرات الاستخدام

قم بسمح السائل الزائد من على سطح الجلد السليم فقط.

• للاستنشاق في الأنف

طريقة الاستخدام

في حالة استخدام المنتج كمنظف للاستنشاق في الأنف، قم بالرجوع للتعليمات المشار إليها أعلاه الخاصة باستنشاق المنتج. في حالة استخدام المنتج وحده، قم بالرجوع للتعليمات المشار إليها أعلاه الخاصة بجهاز الاستنشاق.

تحذيرات الاستخدام

اطلب النصيحة من الطبيب عند استخدامه لأول مرة أو في حالة التحسس المفرط للجهاز التنفسي، أو وجود أمراض تنفسية أو قلبية وعائية خطيرة.

كيف يتم حفظ المصل الفسيولوجي فيسيودوز؟

لا يتم باستخدام جرعة ثانية أو تم فتحها بالغسل بسبب مخاطر التلوث البكتيري السريع. لا تتجاوز تاريخ الاستخدام الموضح على عبوة الجرعة الواحدة. يتم الاحتفاظ به بعيدًا عن مرأى الأطفال يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 °م.

CE 0459

Année / Year : 1999 / عام

STERILE A



Gilbert
LABORATOIRES

928 Avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville Saint-Clair - France
Made In France