



Clinique
Internationale
CIM Santé
Marrakech

RTE DE L'AÉROPORT,
BAB IGHLI 40000
MARRAKECH
TÉL. : 05 24 36 95 95
05 24 44 40 40
FAX : 05 24 44 40 42

طريق المطار، باب إغلي
40 000 مراكش

الهاتف : 05 24 36 95 95
05 24 44 40 40
الفاكس : 05 24 44 40 42

CNSS 8670483
PATENTE 45050655
IF 40222599
ICE 00167628000058

ANESTHESIE-REANIMATION
CARDIOLOGIE GENERALE
ET INTERVENTIONNELLE
CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE
ADULTE ET PEDIATRIQUE
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE
& TRAUMATOLOGIQUE
ADULTE ET PEDIATRIQUE
NEUROLOGIE
NEURO-CHIRURGIE
CHIRURGIE
MAXILLO-CERVICO-FACIALE
CHIRURGIE PLASTIQUE
& ESTHETIQUE
CHIRURGIE UROLOGIQUE
NEPHROLOGIE
CHIRURGIE VISCERALE
CHIRURGIE PEDIATRIQUE
CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE
DERMATOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE
HEMATOLOGIE
HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
ONCOLOGIE
PEDIATRIE & REANIMATION
NEONATALE
PNEUMOLOGIE
RADIOLOGIE

SERVICE RADIOLOGIE
0524 369 600

SERVICE CONSULTATIONS
0666 643 837 / 05 24 36 95 45

SERVICE PRISE EN CHARGE
05 24 36 95 85 ET 0662 854 677

SERVICE FACTURATION
0662 852 953 - 05 24 36 95 55

Marrakech le, 23/11/2023

178540

Cher confrère, consœur.

Suite à votre lettre Sur la demande de la prise en charge de
Mme YAMID SAADIA.

On tient à vous informer que la patiente est suivie
coronaropathie sous traitement médicale, mais elle reste
asymptomatique malgré le traitement optimal avec un teste
d'ischémie positif (arrêter au palier 1 vu le sus ST en inferieur).

Ainsi une décision d'angioplastie de la coronaire droite est indiquée
sur le nombre de stent, On vous informer que la patiente présente
une occlusion chronique de la coronaire droite, et le nombre et la
longueur du stent dépend de la longueur de la sténose occlusion
jusqu'au l'ouverture de l'artère (visualisation de l'artère) ainsi dans
son cas , après ouverture de l'artère par ballon , on a constaté une
sténose longue et étagers de la CD nécessitant la mise en place de
deux stents actif stent actif.

On vous remercie de votre confiance et collaboration.

Cordialement.

Dr. AMARIR Bakrim

Dr. AMARIR Bakrim
Cardiologue Interventionnel
Clinique Internationale de Marrakech
Tél : 05 24 44 40 40 / 27 60 60
INPE : 071281620

CONTACT@CLINIQUE-INTERNATIONALE-MARRAKECH.COM

W W W . C L I N I Q U E - I N T E R N A T I O N A L E - M A R R A K E C H . C O M

Angioplastie/ CTO
(Chronic Total Occlusion)
Date Examen: 10/10/2023

Patient: SAADIA YAMID

Date de naissance: 01/01/1950

Sexe: FÉMININ

Opérateur: Dr Bakrim AMARIR

Indication : Occlusion totale chronique de la Coronaire droite proximale.

Viabilité positive.

Ischémie positive.

STATUT CLINIQUE

- Examen Clinique: Angor crescendo.

TECHNIQUE

Voie d'abord primaire: Artère radiale droite - 6 French - Succès voie d'abord - Succès fermeture avec Compression manuelle.

Matériel:

- RUNTHROUGH INTERMEDIATE 0.014 X 180 cm (Terumo).
- PTCA GW Fielder XT-A, Straight, 300 length, box 5 (ASAHI).
- PTCA GW Ultimatebros 3, Straight, 180 length, box 5 (ASAHI).
- ASAHI SION BLUE (ASAHI).
- ACCUFORCE 3.25 X 12 mm (Terumo).
- RYUREI® 2,5 X 10 (Terumo).
- RYUREI® 2,5 X 10 (Terumo).
- EXPO FL3.5 100 cm (Boston Scientific).
- introducteur 6F radiale (ABBOTT LABORATORIES).
- introducteur 6F fémorale (ABBOTT LABORATORIES).
- CONVEY 6F LEFTBU3.5 (Boston Scientific).
- ULTIMASTER 3 X 18 mm (Terumo).
- ULTIMASTER 2.75 X 38 mm (Terumo).
- FINECROSS MG 150 cm (Terumo).

CONTROLE ANGIOGRAPHIQUE

- L'artère coronaire droite est de taille normale et dominante. Les branches de division de l'artère coronaire droite sont de taille normale. L'artère coronaire droite moyenne présente une occlusion totale chronique.

ANGIOPLASTIE


La sonde porteuse CONVEY 6F LEFTBU3.5 est positionnée au niveau de l'artère coronaire droite proximale de manière sélective et présente un bon support. Un guide RUNTHROUGH INTERMEDIATE 0.014 X 180 cm franchit la lésion et est positionné en aval de l'artère coronaire droite moyenne. A fin de faciliter le passage du guide, mise en place d'un microcathéter FINECROSS MG 150 cm. Un guide PTCA GW Fielder XT-A, Straight, 300 length, box 5 franchit la lésion et est positionné en aval de l'artère coronaire droite moyenne. Un guide PTCA GW Ultimatebros 3, Straight, 180 length, box 5 franchit la lésion et est positionné en aval de l'artère coronaire droite moyenne. Mise en place d'un ballon RYUREI® 2,5 X 10 au niveau de l'artère coronaire droite moyenne pour prédilater la lésion. Une inflation est réalisée à une pression maximale de 12 ATM pour une durée totale de 13 sec. Mise en place d'un ballon RYUREI® 2,5 X 10 au niveau de l'artère coronaire droite moyenne pour prédilater la lésion. Une inflation est réalisée à une pression maximale de 12 ATM pour une durée totale de 13 sec. Mise en place d'un ballon ACCUFORCE 3.25 X 12 mm au niveau de l'artère coronaire droite moyenne pour prédilater la lésion. Une inflation

est réalisée à une pression maximale de 12 ATM pour une durée totale de 13 sec. Mise en place d'un stent actif ULTIMASTER 3 X 18 mm au niveau de l'artère coronaire droite moyenne. Une inflation est réalisée à une pression maximale de 14 atm pour une durée totale de 15 sec. Mise en place d'un stent actif ULTIMASTER 2.75 X 38 mm au niveau de l'artère coronaire droite moyenne sans prédilatation. Une inflation est réalisée à une pression maximale de 14 atm pour une durée totale de 15 sec. Après contrôle angiographique final, l'artère coronaire droite moyenne est indemne de lésion significative.

CONCLUSION

- Succès de recanalisation de l'artère coronaire droite proximale et moyenne. Implantation de 2 stents actifs.

Dr Bakrim AMARIR





Clinique
Internationale
CIM Santé
Marrakech

RTE DE L'AÉROPORT,
BAB IGHLI 40000
MARRAKECH
TÉL. : 05 24 36 95 95
05 24 44 40 40
FAX : 05 24 44 40 42

طريق المطار، باب إغلي

40.000 مراكش

الهاتف : 05 24 36 95 95

05 24 44 40 40

الفاكس : 05 24 44 40 42

CNSS 8670483
PATENTE 45050655
IF 40222599
ICE 00167628000058

ANESTHESIE-REANIMATION

CARDIOLOGIE GENERALE
ET INTERVENTIONNELLE

CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE
ADULTE ET PEDIATRIQUE

RHUMATOLOGIE
CHIRURGIE THORACIQUE

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE
& TRAUMATOLOGIQUE
ADULTE ET PEDIATRIQUE

NEUROLOGIE

NEURO-CHIRURGIE

CHIRURGIE
MAXILLO-CERVICO-FACIALE

CHIRURGIE PLASTIQUE
& ESTHETIQUE

CHIRURGIE UROLOGIQUE

NEPHROLOGIE

CHIRURGIE VISCERALE

CHIRURGIE PEDIATRIQUE

CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE

DERMATOLOGIE

ENDOCRINOLOGIE

HEMATOLOGIE

HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

ONCOLOGIE

PEDIATRIE & REANIMATION

NEONATALE

PNEUMOLOGIE

RADIOLOGIE

SERVICE RADIOLOGIE

0524 369 600

SERVICE CONSULTATIONS

0666 643 837 / 05 24 36 95 45

SERVICE PRISE EN CHARGE

05 24 36 95 85 ET 0662 854 677

SERVICE FACTURATION

0662 852 953 - 05 24 36 95 55

Marrakech, le :

TERUMO
Ultimaster™ Tansei™
2.75-38
DE-RQ2738KSM
LOT 230317

TERUMO
Ultimaster™ Tansei™
3.0-18
DE-RQ3018KSM
LOT 220901

CONTACT@CLINIQUE-INTERNATIONALE-MARRAKECH.COM

WWW.CLINIQUE-INTERNATIONALE-MARRAKECH.COM

ROYAUME DU MAROC
CARTE NATIONALE D'IDENTITE

المملكة المغربية
البطاقة الوطنية للتعريف

السمعية

SAADIA

يميد

YAMID

Née le

01.01.1950

مردودة بدارغ

ب الدار البيضاء آشا

à CASABLANCA ANFA

Valable jusqu'au

06.05.2029

صالحة الى غاية

المصدر التمام للامور الوطنية

عبد اللطيف حموشي



B15340

FT